

Ein schwingender Rücken ist nur mit losgelassener Muskulatur möglich!

Nutzen Sie die Zeit des Putzens, um den Rücken bereits im Stall einfach und angenehm zu lösen. Kein »Festmachen« beim Aufsitzen – sondern ein schon unverkrampft arbeitender Pferderücken während der Lösungsphase.

Warm-Up beruht auf der bewährten Wirkung klassischer Massageformen. Die Massagen beginnen gezielt in Höhe des Trapezmuskels / Widerrists und folgen dem Rückenmuskel. Begonnen wird zur Gewöhnung mit der beruhigenden Streichmassage. Nach einer Abspannungsphase folgt die Klopf- und Vibrationsmassage, die durch das Vibrieren der Muskeln bis in die Tiefe wirkt und somit die Durchblutung steigert. Diesem Anspannen der Muskeln folgt wieder eine Phase des Abspannens bevor ein neuer Massagezyklus gestartet wird. Gerade der Wechsel der Massageformen hat, was sich signifikant in ausführlichen Versuchsreihen gezeigt hat, einen entscheidenden Synergieeffekt zur Folge. Durch die Streichmassage wird der Muskel bereits soweit entspannt, dass die nachfolgende Klopfmassage deutlich tiefer einwirkt.



Das zwanglose An- und Abspannen der Rückenmuskulatur fördert die Durchblutung. Hierdurch kommt es zur notwendigen Versorgung mit Sauerstoff und zur Entsorgung von Stoffwechselprodukten. Nur bei optimaler Versorgung ist der Muskel in der Lage, neue Muskelfasern aufzubauen und sichtbar an Umfang zuzunehmen. Deshalb empfiehlt sich auch eine zusätzliche Anwendung nach dem Reiten. Nach Verletzungs- und Trainingspausen hilft Warm-Up, die Muskulatur ohne Stress wieder aufzubauen. Für die gezielte und gesteuerte Massage stehen drei wählbare Stärken zur Verfügung.




Mounty Horse & Sport

Warm-Up Massageschabracke



Mit auswechselbarem Innenfutter!

Warm-Up erfordert keine Wartung. Verschmutzungen lassen sich einfach mit Wasser und Bürste vom strapazierfähigen Nylonbezug entfernen. Die seit Jahren bewährte Mounty Aufsitzhilfe ist eine ideale Ergänzung zu Warm-Up, um den Pferderücken zu entlasten. Das auswechselbare Innenfutter kann in der Waschmaschine gereinigt werden. Geregelt wird die wohltuende Massage durch die robuste, elektronische Steuerung von Warm-Up. Diese entstand in umfangreichen Untersuchungsreihen mit wissenschaftlicher Begleitung. Die netzunabhängige Energieversorgung erfolgt durch einen 12 V Akku, der für drei Arbeitsstunden ausgelegt ist. Das mitgelieferte Ladegerät sorgt innerhalb von einer Stunde für erneute Betriebsbereitschaft. Wenn das Ladekabel direkt mit Warm-Up verbunden wird, ist auch ein gefahrloser Dauerbetrieb möglich.



Die seit Jahren bewährte MOUNTY Aufsitzhilfe ist eine ideale Ergänzung zu Warm-Up, um den Pferderücken beim Aufsitzen zu entlasten.